

## COMMANDE ET ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL POUR LA COLLECTE DE SANG DE CORDON

**\*\*\* Prévoir un délai de 4 jours ouvrables avant la réception de la commande \*\*\***

1- Identifier le destinataire		
<input type="checkbox"/> Cité-de-la-Santé <input type="checkbox"/> salle d'accouchement <input type="checkbox"/> bloc opératoire	<input type="checkbox"/> CHU Sainte-Justine	<input type="checkbox"/> LaSalle
<input type="checkbox"/> St-Mary's	<input type="checkbox"/> CUSM-GLEN	<input type="checkbox"/> Juif

2- Identifier le contenu de la commande	
<input type="checkbox"/> Dispositifs de collecte	Quantité (boîtes de 20) :
<input type="checkbox"/> Désinfectant pour salle d'accouchement	Quantité (boîtes de 48) :
<input type="checkbox"/> Désinfectant pour bloc opératoire	Quantité (boîtes de 60) :
<input type="checkbox"/> Enveloppes de transport	Quantité (boîtes de 100) :
<input type="checkbox"/> Sacs de plastique	Quantité (sacs de 100) :
<input type="checkbox"/> Sceaux d'inviolabilité	Quantité (sacs de 100) :

<b>3- Télécopier le formulaire au (514) 832-0266</b>
--

<b>4- À la réception du matériel, l'entreposer dans un endroit sécuritaire à accès restreint, à la température de la pièce (15 à 25°C) et à l'abri de la chaleur</b>
Entreposé par/date :

<b>5- Télécopier le formulaire au (514) 832-0266</b>
--